



Ispitivač rashladne tekućine motora

- Za mješavine etandiola (etilenglikola) i vode.
- Zahvaljujući klatnom pokazivaču, okomito držanje standardnih uređaja je nebitno.
- Automatsko korigiranje temperature.
- Izravno, jednostavno očitavanje točke leđišta na svim temperaturama rashladne tekućine.

Mjerni postupak:

- Mjerna komora mora biti potpuno ispunjena tekućinom i ne smije sadržavati mjehuriće. Kuckanjem na kućište mjernog instrumenta moguće je u potpunosti eliminisati mjehuriće.

Pokazivač zašt. od smrz.	Uisni volumen ccm	Težina g	Dužina mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
- 40°C	52	130	155	0853 600 1	1